

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://biobase.nt-rt.ru/> || bba@nt-rt.ru

Денсиметры лабораторные ВК-DMG

Применение:

Можно измерить значение К золота, значение РТ платины, значение плотности, процент чистоты.

Залог дом, банк, ювелирный магазин, спасение драгоценных металлов, ювелирный завод, Центр тестирования драгоценного камня, драгоценные металлы исследования и т. д.

Особенности:

1. Без испытаний на повреждение, очистки и защиты окружающей среды.
2. Не в состоянии измерить образцы, которые с открытым носком или со вставленной драгоценных камней.
3. Мульти-режим, золото, режим, платина, режим, другие драгоценные металлы режим может быть включен.
4. Может быть использован как прецизионные весы.
5. Сверху и снизу ограничения к значением, чистоту и плотность золота. И сигнал оповещения.
6. Автоматический нулевой трекинг, предупреждающий зуммер, и предупреждение о перегрузке.
7. Емкости для воды и других жидкостей, может использоваться в качестве средства измерения.
8. RS-232C входит в комплект.

Модель		Максимальный	ВК-DMG300K	ВК-DMG600K	ВК-DMG900K	ВК-DMG1200K	ВК-DMG2000K
вес		Весыт разрешение	300 г	600 г	1200 г	2000 г	900 г
Разрешение		плотности	0,005 г			0,01 г	
Измерения		времени	0,001g/cm3				
Испытательная		панель	10-15 сек				
			Unibody высокочемкая пластиковая испытательная доска				
Золото режим	Дисплей К соотношение цена/качество	К значение смеси золота, серебра и меди; Смесь золота и серебра					
	Дисплей чистоты процентов	Содержание чистоты смеси золота, серебра и меди; Смесь золота и серебра;					
	К диапазона значений	9K ~ 24K					
	Установка пропорций меди и серебра	Установка цикла зависит от предпочтения потребителя (по умолчанию 7:3)					
Platinum	Значение дисплея	Процент РТ, значение плотности, объем					
	Герметизирующая ptfе-лента для диапазона значений	Pt600 - Pt1000					
Измерение		контейнер	Прозрачный Профессиональный измерительный бак Unibody для литья под давлением (Размер: L 169 мм * W 98 мм * H 83 мм)				
Принцип		Метод	Архимед принцип				
коррекции			Автоматическая коррекция, автоматическое обнаружение.				
Стандартные		аксессуары:	Хост, бак, испытательная доска, пинцет, термометр, вес, защита от ветра и пыли, набор измерительных частей частиц, набор измерительных частей плавающего тела, силовой трансформатор				
Вариант		аксессуары	-De-40 принтер				
Блок		питания	Размер АС 110/220 В пер. тока, 50/60 Гц				
упаковки		(мм) Вес	450*200*360				
брутто/кг			4,5	4,5	5	5	6